

Te contamos cómo hacer una **medición de glucosa**

1



Para empezar, las manos deben lavarse con agua y jabón o limpiar con una toallita con alcohol y luego secar bien.

2




Enciende el glucómetro insertando la tira reactiva. Cuando el símbolo de gota de sangre se prenda, podrás realizar una prueba.

3



Presiona la yema del dedo con el dispositivo de punción (lanceta).

4



Toca la gota de sangre en el borde frontal amarillo de la tira reactiva.

5



Retira el dedo de la tira reactiva cuando aparezca de forma intermitente el símbolo de reloj de arena. El resultado de la prueba aparecerá en la pantalla en menos de 4 segundos.

6



Después de una prueba exitosa, presiona el botón expulsor. Luego de 15 segundos se apagará automáticamente.

7



Desecha la tira reactiva y la lanceta usadas en un contenedor de objetos punzantes.

Si deseas más detalles sobre los dispositivos, consulta el **manual de usuario dentro del kit.**